

# Der Handicare Freecurve

Handicare hat die passende Lösung für jede Treppe und Einbausituation.

Alle Handicare Treppenlifte zeichnen sich durch ruhigen Lauf, sowie sichere und einfache Handhabung aus. Egal um welche Art von Treppe es sich handelt: Unsere platzsparenden, maßgeschneiderten Treppenlifte können überall verbaut werden. Selbst auf schmalen Treppen bleibt nach dem Einbau genügend Platz für die Benutzung zu Fuß.

Qualität in jeder Hinsicht macht aus Ihrem Handicare Treppenlift eine hochwertige Anschaffung für Ihre Unabhängigkeit: Sie können in Ihrem vertrauten Umfeld selbstständig und unabhängig wohnen bleiben. Mit Ihrem Handicare Treppenlift bewegen Sie sich wieder frei im Haus.



## **SICHERHEIT**

Alle Sitze sind mit Armstützen und einem Sicherheitsgurt ausgestattet.



## **BEDIENFREUNDLICH**

Der Treppenlift wird mit einem ergonomischen Bedienhebel gesteuert.



## **MAßARBEIT**

Die Schiene wird für jede Treppe speziell und platzsparend angefertigt.




# Der Handicare Freecurve



## PLATZSPAREND

Der Sitz lässt sich hochklappen, um den Durchgang bei Nichtbenutzung frei zu halten.



## FERNBEDIENUNG


Mit Hilfe der Fernbedienung oben und unten kann der Lift herbeigerufen oder weggeschickt werden.





### AUFSTEH- UND HINSETZ-HILFE

Der Active-Sitz unterstützt beim Aufstehen und Hinsetzen und entlastet somit Gelenke und Muskeln.



### KOMFORT UND SICHERHEIT

Auf Knopfdruck kann die Fußstütze hoch- und runtergeklappt werden. Sie ist dank LED-Beleuchtung auch bei wenig Licht gut zu sehen.



# Der passende Treppenlift für jeden Einrichtungsstil

Damit der Treppenlift mit Ihrer Einrichtung harmonisiert, stehen folgende Sitztypen und Farben zur Auswahl. Auf Wunsch kann Ihre Treppenliftschiene in jeder RAL-Farbe geliefert werden.





## Alliance Sitz



**BORDEAUXROT**




**BEIGE**




**BRAUN**



## Elegance Sitz



**BORDEAUXROT**



**BEIGE**



**BRAUN**



## Classic Sitz



**BORDEAUXROT**



**BEIGE**



**ANTHAZIT**







## Handicare 950+

Für Nutzer, die sich automatische Optionen wünschen, ist der 950+ die ideale Lösung. Er kombiniert die durchgängige Ladefunktion des 950 mit unserem Smart Sitz, für den Ihnen sechs verschiedene Polsterfarben zur Auswahl stehen. Beim 950+ können Sie außerdem zwischen manuellen und automatischen Optionen für die Sitzdrehfunktion und die Fußstütze wählen.

## Handicare 950

Wenn Sie die automatischen Optionen nicht benötigen, ist der 950 die einfachste und preisgünstigste Lösung für Sie. Die Fußstütze und der Drehsitz werden manuell bedient. Wie alle anderen Treppenlifte in unserem Portfolio ist auch der 950 mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet.

## Die Merkmale der Serie 950

Die Schiene unserer Treppenlifte aus der Serie 950 verfügt über eine durchgängige Ladefunktion. Das bedeutet, dass Sie den Treppenlift an einer beliebigen Stelle parken können, wenn Sie ihn nicht benutzen, ohne dass Sie sich Sorgen über leere Batterien machen müssen. Die Serie 950 ist mit unserer Gleitschiene kompatibel und auf Wunsch mit einer automatischen oder manuellen Klappschiene erhältlich. Dadurch bildet die Schiene kein Hindernis mehr (beispielsweise wegen einer Tür).





# Ein gerader Treppenlift von Handicare

Handicare hat die passende Lösung für jede Treppe und Einbausituation.

Alle Handicare Treppenlifte zeichnen sich durch ruhigen Lauf sowie sichere und einfache Handhabung aus. Egal um welche Art von Treppe es sich handelt: Unsere platzsparenden, maßgeschneiderten Treppenlifte können überall verbaut werden. Selbst auf schmalen Treppen bleibt nach dem Einbau genügend Platz für die Benutzung zu Fuß.

Qualität in jeder Hinsicht macht aus Ihrem Handicare Treppenlift eine hochwertige Anschaffung für Ihre Unabhängigkeit: Sie können in Ihrem vertrauten Umfeld selbstständig und unabhängig wohnen bleiben. Mit Ihrem Handicare Treppenlift bewegen Sie sich wieder frei im Haus.



## **KOMFORT**

Alle unsere Treppenlifte sind mit einem bequemen Sessel mit Armstützen und Sicherheitsgurt ausgestattet.



## **BEDIENFREUNDLICH**

Der Treppenlift wird mit einem ergonomischen Bedienhebel gesteuert.



## **MAßARBEIT**


Der Treppenlift wird individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.





### **PLATZSPAREND**

Der Sitz lässt sich hochklappen, um den Durchgang bei Nichtbenutzung frei zu halten.




### **FERNBEDIENUNG**

Mit Hilfe der Fernbedienung oben und unten kann der Lift herbeigerufen oder weggeschickt werden.



# Ein gerader Treppenlift von Handicare



## BEQUEM EIN- UND AUSSTEIGEN

Sie können den Sitz zum Treppenabsatz drehen, indem Sie den ergonomisch gestalteten Bedienhebel in Richtung des Treppenabsatzes kippen. So können Sie sicher und bequem ein- und aussteigen.



## KOMFORT UND SICHERHEIT

Durch die optional erhältliche automatische Fußstützenfunktion müssen Sie sich nicht mehr bücken, um die Fußstütze hoch- und herunterzuklappen.





# Die Vorteile Ihres Handicare Treppenliftes

Viele einzigartige Ausstattungsmerkmale machen den Handicare Treppenlift zur richtigen Entscheidung für Ihr Zuhause. Sehen Sie hier einige Beispiele:

## Klappschiene

Gibt es wenig Platz am unteren Ende der Treppe oder behindert die Schiene einen Durchgang, wählen Sie als Lösung die optional erhältliche Klappschiene. Die Schiene lässt sich entweder per Hand oder automatisch ein- und ausklappen.



## Gleitschiene

Für die Serie 950 bietet Handicare die Gleitschiene an. Bei dieser bewegt sich die Schiene simultan mit dem Sitz, sodass am unteren Treppenabsatz zum Beispiel Platz für eine mögliche Tür bleibt.



## Smart Sitz

(HANDICARE 1000 / 950+)



RUBIN-ROT



KAKAO



SAND



SAPHIR-BLAU



SCHIEFER



JADE-GRÜN



## Simplicity Sitz

(HANDICARE 950)



SAND



## Smart Stehsitz

(HANDICARE 1000 / 950+)



RUBIN-ROT



KAKAO



SAND



SAPHIR-BLAU



SCHIEFER



JADE-GRÜN

Wenn Sie eine schmale Treppe haben oder Probleme mit Knie- oder Hüftgelenken und es Ihnen nicht möglich ist sich hinzusetzen, dann ist der Handicare 1000 oder 950+ in Kombination mit unserem Stehsitz die richtige Wahl! Der erhöhte Sitz und eine verkleinerte Sitzfläche zum Anlehnen ermöglichen die Nutzung des Lifes in Stehposition, abgesichert durch einen selbstaufrollenden Beckengurt.





## Sicherheits-Stopp

Im Treppenlift eingebaute Sicherheits-Sensoren halten ihn sofort an, sollte er auf ein Hindernis stoßen.

## Drehsitz-Funktion

Wenn Sie mit dem Lift am oberen Treppenabsatz ankommen, müssen Sie den Sitz zum Podest drehen, damit Sie sicher auf den Treppenabsatz absteigen können. Der Lift kann aber auch mit einer optionalen, elektrischen Drehvorrichtung ausgestattet werden. Dann wird der Sitz am oberen Ende der Fahrschiene durch Gedrückthalten des Bedienhebels ganz automatisch gedreht.



## Automatische Fußstütze


Wenn Sie sich noch mehr Sicherheit und Komfort wünschen, kann optional eine automatische Fußstütze eingebaut werden. So können Sie die Fußstütze ein- und ausklappen, ohne sich bücken zu müssen.





### PLATZSPAREND

Der Sitz lässt sich hochklappen, um den Durchgang bei Nichtbenutzung frei zu halten.




### FERNBEDIENUNG

Mit Hilfe der Fernbedienung oben und unten kann der Lift herbeigerufen oder weggeschickt werden.



# Ein gerader Treppenlift von Handicare



## BEQUEM EIN- UND AUSSTEIGEN

Sie können den Sitz zum Treppenabsatz drehen, indem Sie den ergonomisch gestalteten Bedienhebel in Richtung des Treppenabsatzes kippen. So können Sie sicher und bequem ein- und aussteigen.



## KOMFORT UND SICHERHEIT

Durch die optional erhältliche automatische Fußstützenfunktion müssen Sie sich nicht mehr bücken, um die Fußstütze hoch- und herunterzuklappen.



# Ein gerader Treppenlift von Handicare

Handicare hat die passende Lösung für jede Treppe und Einbausituation.

Alle Handicare Treppenlifte zeichnen sich durch ruhigen Lauf sowie sichere und einfache Handhabung aus. Egal um welche Art von Treppe es sich handelt: Unsere platzsparenden, maßgeschneiderten Treppenlifte können überall verbaut werden. Selbst auf schmalen Treppen bleibt nach dem Einbau genügend Platz für die Benutzung zu Fuß.

Qualität in jeder Hinsicht macht aus Ihrem Handicare Treppenlift eine hochwertige Anschaffung für Ihre Unabhängigkeit: Sie können in Ihrem vertrauten Umfeld selbstständig und unabhängig wohnen bleiben. Mit Ihrem Handicare Treppenlift bewegen Sie sich wieder frei im Haus.



## **KOMFORT**

Alle unsere Treppenlifte sind mit einem bequemen Sessel mit Armstützen und Sicherheitsgurt ausgestattet.



## **BEDIENFREUNDLICH**

Der Treppenlift wird mit einem ergonomischen Bedienhebel gesteuert.



## **MAßARBEIT**

Der Treppenlift wird individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.



# Die größte Auswahl an Treppenliften auf dem Markt



## Handicare 1000

Wenn Sie eine Schiene suchen, die so wenig wie möglich in Ihr Treppenhaus hineinragt, bietet Ihnen der Handicare 1000 eine der schmalsten geraden Schienen auf dem Markt. Für dieses Modell sind sechs Polsterfarben erhältlich und es kann mit automatischer Drehfunktion sowie mit automatischen Fußstützen ausgestattet werden.

Die schlanke Aluminiumschiene hat zwei Parkstellen am oberen und unteren Ende der Treppe. Dort können auch die Batterien aufgeladen werden. Die Schiene des Handicare 1000 kann mit einem Klappscharnier ausgestattet werden, damit am unteren Ende der Treppe kein Hindernis entsteht.

## Handicare 1000 XL / XXL

Die Modelle Handicare 1000 XL und XXL sind mit einer Belastbarkeit von 160 kg beziehungsweise 200 kg unsere stärksten Treppenlifte.




# Die Vorteile Ihres Handicare Treppenliftes

Viele einzigartige Ausstattungsmerkmale machen den Handicare Treppenlift zur richtigen Entscheidung für Ihr Zuhause. Sehen Sie hier einige Beispiele:

## Klappschiene

Gibt es wenig Platz am unteren Ende der Treppe oder behindert die Schiene einen Durchgang, wählen Sie als Lösung die optional erhältliche Klappschiene. Die Schiene lässt sich entweder per Hand oder automatisch ein- und ausklappen.



## Gleitschiene

Für die Serie 950 bietet Handicare die Gleitschiene an. Bei dieser bewegt sich die Schiene simultan mit dem Sitz, sodass am unteren Treppenabsatz zum Beispiel Platz für eine mögliche Tür bleibt.



## Smart Sitz

(HANDICARE 1000 / 950+)



RUBIN-ROT



KAKAO



SAND



SAPHIR-BLAU



SCHIEFER



JADE-GRÜN



## Simplicity Sitz

(HANDICARE 950)



SAND



## Smart Stehsitz

(HANDICARE 1000 / 950+)



RUBIN-ROT



KAKAO



SAND



SAPHIR-BLAU



SCHIEFER



JADE-GRÜN

Wenn Sie eine schmale Treppe haben oder Probleme mit Knie- oder Hüftgelenken und es Ihnen nicht möglich ist sich hinzusetzen, dann ist der Handicare 1000 oder 950+ in Kombination mit unserem Stehsitz die richtige Wahl! Der erhöhte Sitz und eine verkleinerte Sitzfläche zum Anlehnen ermöglichen die Nutzung des Lifes in Stehposition, abgesichert durch einen selbstaufrollenden Beckengurt.





## Sicherheits-Stopp

Im Treppenlift eingebaute Sicherheits-Sensoren halten ihn sofort an, sollte er auf ein Hindernis stoßen.

## Drehsitz-Funktion

Wenn Sie mit dem Lift am oberen Treppenabsatz ankommen, müssen Sie den Sitz zum Podest drehen, damit Sie sicher auf den Treppenabsatz absteigen können. Der Lift kann aber auch mit einer optionalen, elektrischen Drehvorrichtung ausgestattet werden. Dann wird der Sitz am oberen Ende der Fahrschiene durch Gedrückthalten des Bedienhebels ganz automatisch gedreht.



## Automatische Fußstütze

Wenn Sie sich noch mehr Sicherheit und Komfort wünschen, kann optional eine automatische Fußstütze eingebaut werden. So können Sie die Fußstütze ein- und ausklappen, ohne sich bücken zu müssen.



# Handicare Außen Treppenlifte



Unsere geraden und Kurvenlifte für den Außenbereich sind besonders belastbar und witterungsbeständig.

Wenn Sie Treppensteigen müssen, um Ihre Haustür, Ihren Garten oder die Terrasse zu erreichen, können unsere speziell entwickelten Treppenlifte Ihnen helfen sich wieder selbstständig in der freien Natur zu bewegen!



# Handicare 1000 für den Einsatz im Freien



Unser gerader Treppenlift Handicare 1000 ist sowohl für den Einsatz im Haus als auch für Ihren Garten geeignet. Mit einigen Modifikationen widersteht er allen Wetterbedingungen und ist somit die perfekte Lösung wenn Sie einige Stufen zur Vorder- oder Hintertür überwinden müssen.

## Zuverlässig und einfach zu bedienen

- Schlanke Aluminiumschiene mit verdeckter Zahnstange und zwei Park-/Ladestellen
- Mehr Platz auf den Stufen durch Hochklappen des Drehsitzes und der Fußstütze
- Einfache Handhabung des Sicherheitsgurtes
- Fernbedienung zum Herbeirufen und Parken des Stuhles
- Sensible Sicherheitssensoren
- Optional Tragfähigkeit bis zu 160kg erhältlich
- Verstellbare Sitzhöhe
- Einfach zu bedienen durch Kipphebel

## Funktionen für den Außenbereich

- Verbesselter UV-Schutz der Kunststoffteile
- Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl
- Besonders Wasserabweisend durch spezielle Beschichtung
- Wasserbeständige Schutzhülle zum Schutz von Sitz und Powerpack (IP44 Schutzklasse)
- Schieferfarbene Polsterung und Gummifußmatte für längere Haltbarkeit und Sicherheit
- Witterungsbeständige verzinkte Schienen mit grau beschichteten Füßen



# Handicare 2000 für den Einsatz im Freien

Für Außentreppen mit Podesten oder Kurven verfügt unser Treppenlift 2000 über ein doppelt gebogenes Schienensystem, das für eine stabile und ruhige Fahrt sorgt und gleichzeitig auf Stärke und Stabilität ausgelegt ist.



## Bewältigung schwierigster Abschnitte

- Zweifach gebogenes Schienensystem mit mehreren Ladepunkten
- Mehr Platz auf den Stufen durch Hochklappen des Drehsitzes und der Fußstütze
- Einfache Handhabung des Sicherheitsgurtes
- Fernbedienung zum Herbeirufen und Parken des Stuhles
- Sensible Sicherheitssensoren
- Verstellbare Sitzhöhe
- Einfach zu bedienen durch Kipphebel
- Optional Tragfähigkeit bis zu 137 kg erhältlich

## Funktionen für den Außenbereich

- Verbesselter UV-Schutz der Kunststoffteile
- Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl
- Besonders Wasserabweisend durch spezielle Beschichtung
- Wasserbeständige Schutzhülle zum Schutz von Sitz und Powerpack (IP44 Schutzklasse)
- Schieferfarbene Polsterung und Gummifußmatte für längere Haltbarkeit und Sicherheit
- Witterungsbeständige verzinkte Schienen mit grau beschichteten Füßen



# Handicare:

## Bundesweites Netzwerk von Handicare-Partnern

Handicare arbeitet mit einem nationalen Netzwerk von zertifizierten Partnern zusammen, die Tausenden von Treppenliftbenutzern ihr Fachwissen zur Verfügung stellen. Mit nur wenigen Fragen können sie feststellen, welcher Treppenlift Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihnen dann die beste Lösung empfehlen, um Ihren Anforderungen von heute und morgen gerecht zu werden.

Damit Ihnen die genauen Kosten für eine maßgeschneiderte Treppenliftlösung genannt werden können, müssen unsere Partner Sie zuhause besuchen, um eine vollständige Befragung und Vermessung durchzuführen. Während des Informationsgesprächs wird sich der Berater die Zeit nehmen, Ihre individuelle Situation zu besprechen und eine Treppenliftlösung zu empfehlen.

Dies ist völlig kostenlos für Sie und ohne jegliche Verpflichtung, sich sofort entscheiden zu müssen.

Um eine kostenlose und unverbindliche Vermessung für Ihr Zuhause von einem Handicare-Partner anzufordern oder Informationen über unsere weiteren Produkte und Dienstleistungen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.

**Zertifizierter Handicare-Partner in Ihrer Nähe:**



handicare



[www.handicare-treppenlifte.de](http://www.handicare-treppenlifte.de)

**Handicare Accessibility GmbH**


Hausberger Straße 16  
32457 Porta Westfalica





### **PLATZSPAREND**

Der Sitz lässt sich hochklappen, um den Durchgang bei Nichtbenutzung frei zu halten.




### **FERNBEDIENUNG**

Mit Hilfe der Fernbedienung oben und unten kann der Lift herbeigerufen oder weggeschickt werden.



# Ein gerader Treppenlift von Handicare



## BEQUEM EIN- UND AUSSTEIGEN

Sie können den Sitz zum Treppenabsatz drehen, indem Sie den ergonomisch gestalteten Bedienhebel in Richtung des Treppenabsatzes kippen. So können Sie sicher und bequem ein- und aussteigen.



## KOMFORT UND SICHERHEIT

Durch die optional erhältliche automatische Fußstützenfunktion müssen Sie sich nicht mehr bücken, um die Fußstütze hoch- und herunterzuklappen.



# Ein gerader Treppenlift von Handicare

Handicare hat die passende Lösung für jede Treppe und Einbausituation.

Alle Handicare Treppenlifte zeichnen sich durch ruhigen Lauf sowie sichere und einfache Handhabung aus. Egal um welche Art von Treppe es sich handelt: Unsere platzsparenden, maßgeschneiderten Treppenlifte können überall verbaut werden. Selbst auf schmalen Treppen bleibt nach dem Einbau genügend Platz für die Benutzung zu Fuß.

Qualität in jeder Hinsicht macht aus Ihrem Handicare Treppenlift eine hochwertige Anschaffung für Ihre Unabhängigkeit: Sie können in Ihrem vertrauten Umfeld selbstständig und unabhängig wohnen bleiben. Mit Ihrem Handicare Treppenlift bewegen Sie sich wieder frei im Haus.



## **KOMFORT**

Alle unsere Treppenlifte sind mit einem bequemen Sessel mit Armstützen und Sicherheitsgurt ausgestattet.



## **BEDIENFREUNDLICH**

Der Treppenlift wird mit einem ergonomischen Bedienhebel gesteuert.



## **MAßARBEIT**

Der Treppenlift wird individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.





## Handicare 1100

Die neueste Ergänzung zu unserem Portfolio gerader Treppenlifte ist der Handicare 1100. Dieses Treppenliftmodell ist aufgrund seiner schmalen und ruhig laufenden Schiene besonders interessant.

Der Handicare 1100 ist ultraschlank, kompakt und kann nahe an der Wand montiert werden. Der Treppenliftsitz kann hochgeklappt werden, so dass auf der Treppe genügend Platz für andere Nutzer bleibt.

Die Sitzdrehfunktion gehört standardmäßig zur Ausstattung und sorgt dafür, dass Sie sicher ein- und aussteigen können.



## Revolutionäre Schiene

Die robuste und dennoch superschlanke Schiene des 1100 ist die schmalste auf dem Markt. Dadurch ist dieser Treppenlift besonders platzsparend. Dank des Vierradantriebs und des Schienensystems ohne Zahnstange ist der Handicare ruhig, läuft reibungslos und ist pflegeleicht.

Und schließlich sorgt die durchgängige Ladefunktion dafür, dass die Batterien immer aufgeladen sind, egal an welcher Stelle Sie den Treppenliftsitz gerne parken möchten.







# Die Vorteile Ihres Handicare Treppenliftes

Viele einzigartige Ausstattungsmerkmale machen den Handicare Treppenlift zur richtigen Entscheidung für Ihr Zuhause. Sehen Sie hier einige Beispiele:

## Klappschiene

Gibt es wenig Platz am unteren Ende der Treppe oder behindert die Schiene einen Durchgang, wählen Sie als Lösung die optional erhältliche Klappschiene. Die Schiene lässt sich entweder per Hand oder automatisch ein- und ausklappen.



## Gleitschiene

Für die Serie 950 bietet Handicare die Gleitschiene an. Bei dieser bewegt sich die Schiene simultan mit dem Sitz, sodass am unteren Treppenabsatz zum Beispiel Platz für eine mögliche Tür bleibt.



# Ein Treppenlift, der sich Ihrem Zuhause anpasst

Natürlich ist es auch wichtig, dass der neue Treppenlift sich gut in Ihr Zuhause integriert. Deshalb haben Sie bei uns eine Auswahl an verschiedenen Sitzen mit unterschiedlichen Farben und Materialien.



Style Sitz  
(HANDICARE 1100)



VANILLA  
BEIGE








## Sicherheits-Stopp

Im Treppenlift eingebaute Sicherheits-Sensoren halten ihn sofort an, sollte er auf ein Hindernis stoßen.

## Drehsitz-Funktion

Wenn Sie mit dem Lift am oberen Treppenabsatz ankommen, müssen Sie den Sitz zum Podest drehen, damit Sie sicher auf den Treppenabsatz absteigen können. Der Lift kann aber auch mit einer optionalen, elektrischen Drehvorrichtung ausgestattet werden. Dann wird der Sitz am oberen Ende der Fahrschiene durch Gedrückthalten des Bedienhebels ganz automatisch gedreht.



## Automatische Fußstütze

Wenn Sie sich noch mehr Sicherheit und Komfort wünschen, kann optional eine automatische Fußstütze eingebaut werden. So können Sie die Fußstütze ein- und ausklappen, ohne sich bücken zu müssen.



# Der Handicare 2000

Handicare hat die passende Lösung für jede Treppe und Einbausituation.

Alle Handicare Treppenlifte zeichnen sich durch ruhigen Lauf, sowie sichere und einfache Handhabung aus. Egal um welche Art von Treppe es sich handelt: Unsere platzsparenden, maßgeschneiderten Treppenlifte können überall verbaut werden. Selbst auf schmalen Treppen bleibt nach dem Einbau genügend Platz für die Benutzung zu Fuß.

Qualität in jeder Hinsicht macht aus Ihrem Handicare Treppenlift eine hochwertige Anschaffung für Ihre Unabhängigkeit: Sie können in Ihrem vertrauten Umfeld selbstständig und unabhängig wohnen bleiben. Mit Ihrem Handicare Treppenlift bewegen Sie sich wieder frei im Haus.



## **KOMFORT**

Alle unsere Treppenlifte sind mit einem bequemen Sessel mit Armstützen und Sicherheitsgurt ausgestattet.



## **BEDIENFREUNDLICH**

Der Treppenlift wird mit einem ergonomischen Bedienhebel gesteuert.




## **MAßARBEIT**

Die Schiene wird für jede Treppe speziell und platzsparend angefertigt.



# Der Handicare 2000



## PLATZSPAREND

Der Sitz lässt sich hochklappen, um den Durchgang bei Nichtbenutzung frei zu halten.



## FERNBEDIENUNG

Mit Hilfe der Fernbedienung oben und unten kann der Lift herbeigerufen oder weggeschickt werden.





### **SCHIENENSTART UND -ENDE**

Kann an Ihre Bedürfnisse und Ihr Treppenhaus angepasst werden, z. B. den Überstand der Schiene am oberen Ende der Treppe minimieren, wenn wenig Platz in der Etage ist.



### **KOMFORT UND SICHERHEIT**

Durch die automatische Fußstützenfunktion müssen Sie sich nicht mehr bücken, um die Fußstütze hoch- und herunterzuklappen.



# Ein Treppenlift, der sich Ihrem Zuhause anpasst

Natürlich ist es auch wichtig, dass der neue Treppenlift sich gut in Ihr Zuhause integriert. Deshalb haben Sie bei uns eine große Auswahl an verschiedenen Sitzen mit unterschiedlichen Farben und Materialien. Auch bei der Schienenfarbe können Sie aus drei Standardfarben wählen oder gegen einen entsprechenden Aufpreis eine andere RAL-Farbe wählen.



**ANTHRAZIT**



**BRAUN**



**HELLGRAU**



## Smart Sitz



RUBIN-ROT



KAKAO



SAND



SAPHIR-BLAU



SCHIEFER



JADE-GRÜN



## Simplicity Sitz



SAND

## Style Sitz



ELFENBEIN-  
WEISS



KIRSCHROT



VANILLA  
BEIGE



## Smart Stehsitz



RUBIN-ROT



KAKAO



SAND



SAPHIR-BLAU



SCHIEFER



JADE-GRÜN



Wenn Sie eine schmale Treppe haben oder Probleme mit Knie- oder Hüftgelenken und es Ihnen nicht möglich ist sich hinzusetzen, dann ist der Handicare 2000 in Kombination mit unserem Stehsitz die richtige Wahl! Der erhöhte Sitz und eine verkleinerte Sitzfläche zum Anlehnen ermöglichen die Nutzung des Lifes in Stehposition, abgesichert durch einen selbstaufrollenden Beckengurt.